

先生各位

検査内容変更のご案内③

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、内容を変更させていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬白

記

■実施日 平成 26年 4月 1日(火) 受託分より

■変更項目および変更内容

案内書掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考
54	2426 6B610	淋菌核酸同定	項目コード 項目名称	項目コード 2436 淋菌核酸同定 ぬぐい液	項目コード 2426 淋菌核酸同定 (ぬぐい液・初尿)	材料別に分割
				項目コード 2438 淋菌核酸同定 尿		
				項目コード 2419 淋菌核酸同定 うがい液		
54	2413 5E021	クラミジア・トラコマチス 核酸同定	項目コード 項目名称	項目コード 2435 クラミジア 核酸ぬぐい液	項目コード 2413 クラミジア・ トラコマチス 核酸同定 (ぬぐい液・初尿)	材料別にそれぞれ依頼をお願い致します
				項目コード 2437 クラミジア 核酸同定尿		
				項目コード 2440 クラミジア 核酸うがい液		
57・ 60	4822 5A100 4823 5A100	特異的IgE スズメバチ 特異的IgE アシナガバチ	検査試薬	検査要項に変更はありません		改良試薬へ変更
70	5404 5F019	HBe抗体[CLEIA]	基準値	%INH 60.0%未満(－)	%INH 50.0%未満(－)	測定試薬変更の為
90	3005 2A110	網状赤血球*	項目名称	網赤血球	網状赤血球	一般的な名称に変更
115	9453 5F560	HIV抗原・抗体	検査方法	CLEIA	ELISA	測定試薬変更の為

* 総合固定検査成績報告書における項目名称の変更は順次実施されます。

ご不明な点等ございましたら貴院担当営業もしくは当社お客様窓口までお申し付けください。

裏面をご確認下さい

《特異的IgE スズメバチ 新旧相関》

クラス							
6					1		
5						2	
4			1	2	8		
3			5	16			
2	2*	1*	7				
1		3					
0	3						
	0	1	2	3	4	5	6
	現試薬						クラス

陽性一致率: 100%
陰性一致率: 60.0%
判定一致率: 94.1%

旧試薬が陰性(クラス0)または疑陽性(クラス1)で、新試薬で陽性となった3例は、追加されたアレルゲン(スズメバチrVes V5)特異的IgEが陽性の検体であることが確認された。

《特異的IgE アシナガバチ 新旧相関》


クラス							
6							
5						2	2
4						2	
3	3*	1*	1	14			
2	3*	2*	15				
1	1*	1					
0	4	1	1				
	0	1	2	3	4	5	6
	現試薬						クラス

陽性一致率: 97.3%
陰性一致率: 36.4%
判定一致率: 77.4%

旧試薬が陰性(クラス0)または疑陽性(クラス1)で、新試薬で陽性となった10例は、追加されたアレルゲン(アシナガバチrPol d5)特異的IgEが陽性の検体であることが確認された。

メーカー検討資料

《HBe抗体 新旧相関》



		現法		
		(+)	(-)	合計
新法	(+)	48	2	50
	(-)	0	50	50
	合計	48	52	100

判定一致率: 98.0% (98/100)
陽性一致率: 100% (48/48)
陰性一致率: 96.2% (50/52)

《HIV抗原・抗体 新旧相関》

		現法		
		(+)	(-)	合計
新法	(+)	7	0	7
	(-)	0	103	103
	合計	7	103	110

判定一致率: 100% (110/110)
陽性一致率: 100% (7/7)
陰性一致率: 100% (103/103)