

## 検査内容変更および中止のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、検査内容の変更および検査受託を中止させていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬白

記

■実施日 平成 26年 6月 2日(月)ご依頼分より

■変更項目および変更内容

| 案内書<br>掲載頁 | 項目コード<br>統一コード | 検査項目                          | 変更箇所 | 新                                    | 現                                    | 備考           |
|------------|----------------|-------------------------------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 75         | 4170<br>4C026  | 副甲状腺ホルモン-Whole<br>(Whole PTH) | 採取量  | 血清 0.3mL                             | 血漿 0.5mL                             | 測定委託先の変更のため。 |
|            |                |                               | 採取容器 | 01<br>(一般採血容器)                       | 08<br>(EDTA2Na入容器)                   |              |
|            |                |                               | 検査方法 | ECLIA                                | IRMA<br>(ヒース®固相法)                    |              |
|            |                |                               | 基準値  | 14.9～56.9pg/mL                       | 9.0～39.0pg/mL                        |              |
|            |                |                               | 所要日数 | 2～3                                  | 5～8                                  |              |
|            |                |                               | 備考   | 採血後直ちに血清分離し、凍結保存して下さい。血漿でも検査可能です。☆00 | 採血後直ちに血漿分離し、凍結保存して下さい。血清でも検査可能です。0BB |              |

■最終受付日 平成 26年 5月 31日(土)ご依頼分をもって受託中止

■検査受託中止項目

| 案内書<br>掲載頁 | 項目コード<br>統一コード | 検査項目           | 備考        |
|------------|----------------|----------------|-----------|
| 72         | 5425<br>5F360  | HCVコア抗原(コア蛋白質) | 試薬発売中止のため |

■代替項目

| 項目コード<br>統一コード | 検査項目               | 判断料<br>実施料 | 採取量<br>必要量           | 採取容器<br>提出容器 | 保存 | 検査方法  | 基準値        | 所要日数 | 備考  |
|----------------|--------------------|------------|----------------------|--------------|----|-------|------------|------|-----|
| 5425<br>5F360  | HCVコア抗原<br>(コア蛋白質) | 免疫<br>116  | 血液: 2ml<br>血清: 0.7ml | 01<br>21     | 冷蔵 | CLEIA | 50未満fmol/L | 3～5  | ☆00 |

\* 現行試薬の「ルミスポット® 栄研® HCV抗原」(栄研化学)発売中止に伴い、「ルミパルス オートHCV抗原」(富士レビオ)を代替えとさせていただきます。

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社インフォメーションまでお申し付けください。

■ 相関

