

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬白

記

■実施日 平成 26年 7月 2日(水)ご依頼分より

■変更項目および変更内容

案内書 掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考
59	1156 5C100	尿中L型脂肪酸結合蛋白 (L-FABP)	報告下限値	濃度 1.5ng/mL未満 クレアチニン補正值 (μ g/g・Cr)および濃 度(ng/mL)をご報告 致します。 濃度が1.5ng/mL未 満の場合は、 1.5ng/mLを用いて クレアチニン補正 し、未満を付記して ご報告致します。	濃度 3.0ng/mL未満 クレアチニン補正值 (μ g/g・Cr)および濃 度(ng/mL)をご報告 致します。 濃度が3.0ng/mL未 満の場合は、 3.0ng/mLを用いて クレアチニン補正 し、未満を付記して ご報告致します。	測定委託先にお ける変更のため。

※裏面にも案内がございますので、ご覧ください。

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社インフォメーションまでお申し付けください。

■実施日

平成 26年 7月 3日(木)ご依頼分より

■変更項目および変更内容

案内書 掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考			
142	4175 5G305	TSBAAb(TSHレセプター 抗体[阻害型])	検体量	血清 1.2mL	血清 1.3mL				
			検査方法	Bioassay EIA	Bioassay RIA				
			基準値	31.7%以下	45.6%以下				
			所要日数	5~7日	6~8日				
145		男性AICS(4種)	備考	本項目は、血液中 のアミノ酸濃度から、味の素株式会 社にてデータ解析 することにより各種 対象のがんに罹患 しているリスクを評 価する検査です。	本項目は、血液中 のアミノ酸濃度から、味の素株式会 社にてデータ解析 することにより各種 対象のがんに罹患 しているリスクを予 測する検査です。	測定委託先にお ける変更のため。			
		女性AICS(5種)					AICSの 受託におけ る注意点	<ul style="list-style-type: none"> ・検査前8時間以内に、水以外(食事、サプリメント等)は摂らないで、午前中に採血して下さい。 ・検査時に妊娠されている方、授乳中の方、がん患者(治療中を含む)の方、先天性代謝異常の方、透析患者の方は、AICS値に影響がありますので検査は受けられません。 	<ul style="list-style-type: none"> ・食後8時間以上あけ、午前中に採血して下さい。 ・アミノ酸のサプリメント、アミノ酸含有スポーツ飲料、アミノ酸製剤、牛乳・ジュースなども食事同様にお控え下さい。 ・妊娠されている場合、AICS値に影響がありますので検査は受けられません。
		女性AICS(2種)							