

先生各位

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

記

■実施日 平成 26年9月27日(土)ご依頼分より

■変更項目および変更内容

案内書	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考
94	3059 2B260	プラスミノゲン 抗原量	報告下限値	0.5未満	0.0	測定委託先 による変更 のため
	3093 2B200	アンチロンビン抗原		1.0未満	0.0	

■実施日 平成 26年9月30日(火)ご依頼分より

■変更項目および変更内容

案内書	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考
43	9645 3L265	クロルプロマジン	必要量(mL)	血清 1.0	血清 2.5	測定委託 先による 変更のため
			検査方法	LC-MS／MS	GC-MS	
			所要日数	6～8	8～14	
46		アルプラゾラム	必要量(mL)	血清 1.0	血清 1.2	
		クロチアゼパム				
		ブロチゾラム	検査方法	LC-MS／MS	GC-MS	
56	2150 5A120	IgGインデックス	報告成分	インデックス(0.73以下) IgG髄液 (mg/dL) IgG血清 (mg/dL) アルブミン髄液 (mg/dL) アルブミン血清 (mg/dL)	インデックス(0.73以下)	
74	3421 5G300	TSH刺激性 レセプター抗体 (TSAb)	必要量(mL)	血清 0.5	血清 1.2	
			検査方法	EIA	RIA(2抗体法)	
			基準値	120% 以下	180% 未満	


ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは弊社お客様窓口までお申し付け下さい。
裏面もご確認下さい。

TSH刺激性レセプター抗体(TSAb)


TSH刺激性レセプター抗体(TSAb)の測定試薬を同一メーカーが販売するnon-RIA試薬に変更致します。新法採用により感度および特異性が向上し、未治療バセドウ病、バセドウ病再発での診断精度が向上致します。

【新旧二法の相関】

[全体]



[低値域]



■ …未治療バセドウ病 ▲ …バセドウ病再発 ◆ …健常人

(メーカー検討データ)