

自動分析装置用消耗品不具合に係るお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、二次委託先より自動分析装置用の消耗品において、製造上の不具合に関する連絡がございました。内容および弊社の対応につきましてご案内いたします。

大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬白

記

- 不具合内容 ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社の自動分析装置用の消耗品「エクルーシス アッセイカップ/チップ」の成型不良により、検体の分注量に影響を及ぼし、測定値の低値化を起こす可能性がございます。
詳細につきましては、裏面のメーカーからのお知らせ文をご確認ください。

■対象項目

案内書 掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	影響期間
62	5554 5C093	心筋トロポニンT	2018年11月1日 ~ 2019年6月30日
未掲載	4621 3G065	25OHビタミンD [ECLIA]	
78	4005 4A025	副腎皮質刺激ホルモン (ACTH)	2019年6月1日 ~ 2019年6月20日
80	4145 4C035	カルシトニン	

- 対応方法 該当期間のご依頼検体について、再測定を希望される場合、検体を再提出いただければ、無償で検査を実施させていただきますので、担当営業員にお申し付けください。

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社インフォメーションまでお申し付けください。