

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■実施日 2020年 6月 15日(月)ご依頼分より

■変更項目および変更内容

案内書 掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	備考
120	9301 5F202	EB抗VCA-IgG	測定試薬	現行試薬の販売中止に伴い、別メーカーの試薬へ変更致します。
	9302 5F202	EB抗VCA-IgM		
	9303 5F202	EB抗VCA-IgA		
	9304 5F203	EB抗EA-DR IgG		
	9307 5F204	EB抗EBNA		

- * 基準値、検査方法、検体採取量等の変更はございません。
- * 裏面にも案内がございますので、ご覧ください。

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社インフォメーションまでお申し付けください。

■ 相関

EB抗VCA-IgG

新試薬	現行試薬 (倍)										
	<10	10	20	40	80	160	320	640	1280	2560	(倍)
2560											1
1280								2			
640							5	5	1		
320							5	10			
160							5	1			
80				1	2	2					
40			1	7	1						
20				1							
10			1								
<10	50										

		現行試薬		合計
		(+)	(-)	
新試薬	(+)	51	0	51
	(-)	0	50	50
合計		51	50	101

陰性一致率 50例/50例(100%)
陽性一致率 51例/51例(100%)
全体一致率 101例/101例(100%)

EB抗VCA-IgM

新試薬	現行試薬 (倍)										
	<10	10	20	40	80	160	320	640	1280	2560	(倍)
2560											1
1280											1
640											1
320							2	4			
160							4	6	3		
80					5	7	4				
40			3	3	1						
20		1	2	3							
10		1	3								
<10	50										

		現行試薬		合計
		(+)	(-)	
新試薬	(+)	52	0	52
	(-)	0	50	50
合計		52	50	102

陰性一致率 50例/50例(100%)
陽性一致率 52例/52例(100%)
全体一致率 102例/102例(100%)

EB抗VCA-IgA

新試薬	現行試薬 (倍)										
	<10	10	20	40	80	160	320	640	1280	2560	(倍)
2560											1
1280											1
640											1
320							2				
160							6	4			
80					6	3	3				
40			5	4	1						
20		6	4								
10		6									
<10	52										

		現行試薬		合計
		(+)	(-)	
新試薬	(+)	50	0	50
	(-)	0	52	52
合計		50	52	102

陰性一致率 52例/52例(100%)
陽性一致率 50例/50例(100%)
全体一致率 102例/102例(100%)

EB抗EA-DR IgG

新試薬	現行試薬 (倍)										
	<10	10	20	40	80	160	320	640	1280	2560	(倍)
2560											1
1280											1
640											1
320							3				
160											
80					3	3					
40			3	8	3						
20		2	5	2							
10		8	10								
<10	51										

		現行試薬		合計
		(+)	(-)	
新試薬	(+)	51	0	51
	(-)	0	51	51
合計		51	51	102

陰性一致率 51例/51例(100%)
陽性一致率 51例/51例(100%)
全体一致率 102例/102例(100%)

EB抗EBNA

新試薬	現行試薬 (倍)										
	<10	10	20	40	80	160	320	640	1280	2560	(倍)
2560											1
1280											1
640											1
320							4	3			
160							11	4			
80					11	1					
40			6	4							
20		2	2	2							
10											
<10	50										

		現行試薬		合計
		(+)	(-)	
新試薬	(+)	51	0	51
	(-)	0	50	50
合計		51	50	101

陰性一致率 50例/50例(100%)
陽性一致率 51例/51例(100%)
全体一致率 101例/101例(100%)

(メーカー資料引用)