

真空採血管「ネオチューブ[®]」
使用停止のお願い

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、弊社で使用するビタミンB₁、B₂用容器（容器番号：88）の製造元（ニプロ株式会社）より、特定の製造番号において管底割れが発生しており、当該製造番号の製品を出荷停止する旨の連絡がございました。つきましてはすでにお届けしている容器の製造番号を確認していただき、該当製造番号である場合は直ちにご使用を停止いただきますようお願い申し上げます。

誠に突然のことであり、大変ご迷惑をおかけいたしますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■対象製品と製造番号

容器番号	容器名称	製品名	該当製造番号
88	ビタミンB ₁ 、B ₂ 用容器	ネオチューブ NP-EN0405-V	23B21B、23J25B

※既に次の製造番号の製品が出荷されておりますが、同様の不具合は発生していないとのことです。



ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社インフォメーションまでお申し付けください。