

先生各位

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内申し上げます。




何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■実施日 2026年 4月 30日（木）ご依頼分より

■変更項目および変更内容

案内書掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考
143	2726 8C933	UGT1A1遺伝子多型解析	検査項目	UGT1A1遺伝子多型 	UGT1A1遺伝子多型解析	委託先における測定試薬変更のため
			検査方法	PCR (リアルタイムPCR)	PCR	
			備考	 凍結保存は避けて下さい。受託可能日は月～金曜日です。本検査方法ではコンタミネーションの影響がより大きくなりますので、検体採取にあたっては取り扱いに十分ご注意ください。	 凍結保存は避けて下さい。本検査方法ではコンタミネーションの影響がより大きくなりますので、検体採取にあたっては取り扱いに十分ご注意ください。	

※現試薬と同性能試薬への変更に伴い、検査内容が変更となります。新試薬では検体保存安定性(冷蔵保存:3日)より、指定曜日のみ(休日除く)受託可能となります。

●UGT1A1遺伝子多型の判定について

遺伝子型		UGT1A1*28		
		ワイルド -/- (6/6)	ヘテロ接合 -/*28 (6/7)	ホモ接合 *28/*28 (7/7)
UGT1A1*6	ワイルド -/- (G/G)	ワイルドタイプ -/-	ヘテロ接合体 -/*28	ホモ接合体 *28/*28
	ヘテロ接合 -/*6 (G/A)	ヘテロ接合体 -/*6	複合ヘテロ接合体 *6/*28	—
	ホモ接合 *6/*6 (A/A)	ホモ接合体 *6/*6	—	—

裏面もご確認下さい

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社お客様窓口までお申し付けください。

■ 相関一致表

UGT1A1*6 遺伝子多型判定

*6		現法			
		G/G型	G/A型	A/A型	判定不能
新法	G/G型	18	0	0	0
	G/A型	0	11	0	0
	A/A型	0	0	7	0
	判定不能	0	0	0	0

(n=36)
全体一致率：100% (36/36)

UGT1A1*28 遺伝子多型判定

*28		現法			
		6/6型	6/7型	7/7型	判定不能
新法	6/6型	20	0	0	0
	6/7型	0	11	0	0
	7/7型	0	0	5	0
	判定不能	0	0	0	0

(n=36)
全体一致率：100% (36/36)