

先生各位

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

記

■実施日 2026年 10月 1日（木）ご依頼分より

■変更項目および変更内容

案内書 掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考
81	2237 5G551	抗好中球細胞質抗体 (PR3-ANCA、C-ANCA)	入力コード	2237	同左	検査方法及び測定 場所変更によるもの
			検査方法	FEIA	CLEIA	
			必要量	血清 0.4mL	血清 0.5mL	
			報告形態	濃度、 判定(子コード2950)	濃度	
			基準値	陰性(-) 2.0 IU/mL未満	3.5 U/mL未満	
				判定基準 IU/mL		
				陰性(-) : 2.0未満 疑陽性(±) : 2.0~3.0 陽性(+) : 3.1以上		
			報告下限	0.6 IU/mL未満	1.0 U/mL未満	
	3437 5G552	抗好中球細胞質ミエロペ ルオキシターゼ抗体 (MPO-ANCA、P-ANCA)	報告上限	177.0 IU/mL以上	350.0 U/mL以上	
			所要日数	3~6日	4~6日	
			備考	EDTA血漿、ヘパリン血漿 も検査可。 ★00	不活化(非働化)検体では データ影響を及ぼす場合が ありますので避けて下さい。 OAA	
			入力コード	2236	3437	
			検査方法	FEIA	CLEIA	
			必要量	血清 0.4mL	血清 0.5mL	
			報告形態	濃度、 判定(子コード2950)	濃度	
			基準値	陰性(-) 3.5 IU/mL未満	3.5 U/mL未満	
				判定基準 IU/mL		
				陰性(-) : 3.5未満 疑陽性(±) : 3.5~5.0 陽性(+) : 5.1以上		
			報告下限	0.2 IU/mL未満	1.0 U/mL未満	
			報告上限	134.0 IU/mL以上	300.0 U/mL以上	
			所要日数	3~6日	4~6日	
			備考	EDTA血漿、ヘパリン血漿 も検査可。 ★00	不活化(非働化)検体では データ影響を及ぼす場合が ありますので避けて下さい。 OAA	

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは弊社お客様窓口までお申し付け下さい。