

新規検査受託のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、新たに社内測定を開始いたしますので、ご利用いただきたくご案内申し上げます。

敬白

記

■実施日 平成 28年 2月 1日(月)ご依頼分より

■検査要綱

案内書 掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	判断料 実施料	採取量(mL) 必要量(mL)	採取容器 提出容器	保存	検査方法	基準値	所要 日数
未掲載	4988 5A100	特異的IgE (f353 Gly m4) (大豆由来)	免疫 110	血液 2 血清 0.5	01 21	冷	FEIA	0.34U _A /mL以下	2~4
未掲載	4989 5A100	特異的IgE (k220 Hev b6.02) (ラテックス由来)							

【Gly m 4(大豆由来)の特徴】

豆乳アレルギーの原因アレルゲンは「Gly m4」であることが多いとされており、これに対する特異的IgEを測定することで、実際に豆乳など「Gly m4」の含有量が多い食品を摂取することにより症状が誘発される患者様を陽性として高頻度に検出可能となります。

【Hev b6.02の特徴】

天然ゴムラテックスには250以上の多種タンパクが含まれており、この内16種がIgE反応性のあるアレルゲンコンポーネントとして知られています。その中でも医療従事者に代表される、日常的にラテックス製品に接触することでアレルギーを発症するラテックスアレルギーの主要アレルゲンとしてHev b6.02が知られています。

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社インフォメーションまでお申し付けください。