

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬白

記

■実施日

平成 29年 10月 13日(金)ご依頼分より

■変更項目および変更内容

案内書掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考
未掲載	5D594	ALKタンパク (高感度IHC)	項目名称	肺癌ALKタンパク (IHC)D5F3	ALKタンパク(高感度IHC)	測定委託先における変更のため。
			検査方法	免疫組織化学染色法	酵素抗体法 (ENVISIONFLEX+法)	
			判断料 実施料	病理(150点) 2700点	未保点	
			所要日数	7~12日	6~8日	
			提出方法	1) 癌細胞の有無が不明な場合もありますので、検査依頼時に病理診断書(コピー)の添付をお願いいたします。なお、諸事情により添付できない場合には、依頼書に病理診断名(組織型等)の他、臨床情報等可能な範囲での記載をお願いいたします。 2) 材料は非小細胞肺癌を含む組織のホルマリン固定パラフィン包埋ブロックから作製された未染標本スライドとなります。スライドはPoly-L-lysineまたはシラン等のコーティングしたスライドをご使用ください。 3) 組織切片は4μ mの厚さに薄切し、なるべくスライド中央に貼り付け、37℃で24時間乾燥させた後、ご提出ください。 4) パラフィンブロックでご依頼の場合、未染標本スライド作製のため所要日数が遅れます。	1) 癌細胞の有無が不明な場合もありますので、検査依頼時に病理診断書(コピー)の添付をお願いいたします。なお、諸事情により添付できない場合には、依頼書に病理診断名(組織型等)の他、臨床情報等可能な範囲での記載をお願いいたします。 2) 材料は肺癌の未染標本スライド(ホルマリン固定パラフィンブロックから作製されたもの)となります。シランなどのコーティングスライドをご使用のうえ、薄切後は約40℃で一晩乾燥させた後、ご提出ください。 3) 組織は3~4μ mの厚さに薄切し、フロスト端から15mm以上、スライドガラス端から15mm以上離してなるべく中央に貼り付けてください。 4) パラフィンブロックでご依頼の場合、未染標本スライド作製のため所要日数が遅れます。	

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社インフォメーションまでお申し付けください。