

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、内容を変更させていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■実施日 2020年3月31日(火) ご依頼分より

■変更項目および変更内容

案内書掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考
35	1444 3K120	カドミウム(Cd)	基準値	0.5μ g/dL 以下	1μ g/dL 以下	委託先による変更の為
44	9506 3L145	クロバザム	基準値	トーフ クロバザム:30~300 ng/mL デスメチルクロバザム: 300~3,000 ng/mL	(設定せず)ng/mL	日本TDM学会「抗てんかん薬TDM標準化ガイドライン2018」に準拠
45	9515 3L225	トピラマート	基準値	トーフ 5~20 μ g/mL	(設定せず)μ g/mL	
45	9516 3L230	レベチラセタム	検査方法	LC-MS	LC-MS/MS	検査方法変更及び日本TDM学会「抗てんかん薬TDM標準化ガイドライン2018」に準拠
			基準値	トーフ 12~46 μ g/mL	(設定せず)μ g/mL	
50	1384 3K045	N-メチルホルムアミド	所要日数	6~7日	6~11日	所要日数の見直し
	3455 3K050	2,5-ヘキサシジオン(2,5-HD)				
59	2173 5A058	IgG4	検査方法	LA(ラテックス凝集比濁法)		委託先による測定試薬変更の為
			基準値	11~121 mg/dL	4.5~117 mg/dL	
			報告下限	6.0 mg/dL 未満	4.5 mg/dL 未満	
	2174 5A141	遊離L鎖 κ /λ 比 (フリーライトチェーン)	検査方法	LA(ラテックス凝集比濁法)	ネフェロメトリー法	現行試薬販売中止に伴う測定試薬変更
			基準値	κ 鎖:3.3~19.4 mg/L λ 鎖:5.7~26.3 mg/L κ /λ 比:0.26~1.65	κ 鎖:2.42~18.92 mg/L λ 鎖:4.44~26.18 mg/L κ /λ 比:0.248~1.804	
			報告下限	κ 鎖:0.5 mg/L 未満 λ 鎖:0.5 mg/L 未満 κ /λ 比:0.01 未満	κ 鎖:0.5 mg/L 以下 λ 鎖:0.5 mg/L 以下 κ /λ 比:0.000	
			報告上限	κ 鎖:9,999,000mg/L 以上 λ 鎖:9,999,000mg/L 以上 κ /λ 比:9,999,000 以上	κ 鎖:3,800mg/L 以上 λ 鎖:3,200mg/L 以上 κ /λ 比:7,500以上	
報告桁数	濃度:小数1位 κ /λ 比:小数2位	濃度:小数2位 κ /λ 比:小数3位				
所要日数	4~5日	5~9日				
84	4571 4Z020	レニン定量(活性型)	検査方法	CLEIA	IRMA	委託先によるNon-RIA試薬の採用
			基準値	随時 3.2~36.3 pg/mL 臥位 2.5~21.4 立位 3.6~63.7	臥位 2.5~21.4 pg/mL 立位 3.6~63.7	
			報告下限	1.0 pg/mL 未満	2.0 pg/mL 未満	
			報告上限	5,000 pg/mL 以上	999,000 pg/mL 以上	
			所要日数	4~5日	4~6日	
			備考	採血時刻、安静度、体位によって測定値に差が出ますので、早朝空腹時30分間安静後の採血をお勧め致します。(臥位は30分以上横になった状態での採血をお勧め致します。)検体は採血後、速やかに遠心分離して下さい。血清も検査可。	早朝安静時30分間安静後に採血して下さい。	


裏面もご確認下さい。

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社お客様窓口までお申し付けください。


案内書掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考
91	2058 5D018	AFP-L3分画	検査方法	LBA(LBA- EATA)		委託先による測定試薬変更の為
93	4368 5D175	シアルルLe ^x -i抗原 (SLX)	検査方法	RIA固相法 (IRMA)	RIA固相法	表記見直しのため
148	2222 5J011	腫瘍壊死因子-α (TNF-α)	健常人参考値	2.27~11.2 pg/mL	2.26~11.1 pg/mL	健常人参考値の再設定

■ 相関図

【レベチラセタム】




【IgG4】




【遊離L鎖κ / λ 比】


【κ 鎖】




【λ 鎖】



【κ / λ 比】



【レニン定量】



【AFP-L3分画】

