

先生各位

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、検査内容の変更をさせていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■実施日 2025年 3月 31日（月）ご依頼分より

■変更項目および変更内容

案内書掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考
70	4259 5C130	プロコラーゲンⅢペプチド (P-Ⅲ-P)	検査方法	CLIA	IRMA(チューブ固相法)	測定委託先における測定試薬変更のため
			基準値	3.62~9.52 ng/mL カットオフ値(肝に線維化のみられる疾患) 6.95 ng/mL	0.3~0.8 U/mL	
			単位	ng/mL	U/mL	
			報告桁数	小数2位	小数1位	
			報告範囲	0.50未満~750以上	0.3未満~999,000以上	
			所要日数	4~7日	5~8日	
			備考	検体に溶血が認められた場合は低値となる可能性があるため使用を避けてください。ピオチンを1日5mg以上投与・摂取している患者からの採血は、投与後、少なくとも8時間以上経過してから実施してください。		
4269 5C141	M2BPGi (Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体)	項目名称	M2BPGi定量	M2BPGi		
		基準値	0.84 AU/mL 未満	陰性(-) C.O.I 1.00 未満		
		単位	AU/mL	C.O.I		
		報告様式*	0.10~79.99 AU/mL	陰性(-) C.O.I 1.00 未満 陽性(1+) 1.00~2.99 陽性(2+) 3.00 以上		
		報告範囲	0.10未満~80.00以上	0.10未満~20.00以上		
		備考	(削除)	判定基準は下記参照		


*これまでC.O.Iおよび半定量判定報告でしたが、M2BPGi 定量試薬採用により定量値報告となります。

裏面もご確認下さい


ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは弊社お客様窓口までお申し付け下さい。

■新旧相関

[プロコラーゲンⅢペプチド (P-Ⅲ-P)]



[M2BPGi (Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体)]



(委託先検討データ)